



**FAUTEUIL  
ROULANT  
MOTORISÉ**



# Manuel d'instructions

LYD0012

Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant d'utiliser le produit !

## Table des matières


Utilisation prévue .....	1
2. Caractéristiques du modèle et composition structurelle .....	1
2.1 Modèle et spécifications du produit .....	1
2.2 Configuration du fauteuil roulant.....	1
3. Indicateurs de performance clés.....	1
4. Fonctions essentielles .....	2
5. Conditions de travail .....	2
6. Installation et mise en service .....	2
7. Directives d'utilisation .....	4
8. Recharger la batterie .....	5
9. Dépannage.....	5
10. Maintenance quotidienne .....	6
11. Espérance de vie .....	6
12. Mesures de sécurité.....	6
13. Contre-indications .....	7
14. Transport et entreposage .....	7
15. Déclaration de la qualité de l'assurance .....	7
16. Inventaire des pièces critiques et sensibles .....	7
17. Déclaration de conformité électromagnétique.....	8
18. Installation et ajustement du fauteuil roulant .....	10
19. Préservation de l'environnement .....	14
20. Contenu d'avertissement et d'information .....	14
21. Identification.....	14
22. Carte de service à la clientèle .....	15

Usage prévu : Pour les personnes en situation de handicap ou celles ayant des difficultés à marcher correctement (à l'exclusion de l'obésité).  
Deux. Type, spécifications et structure.

Le modèle ainsi que la description du produit sont présentés dans le tableau ci-après.

Modèle	Charge maximale de l'utilisateur.	Type de lecteur	diamètre de la roue motrice
SL-LYD0012 (bleu)	150 kg	Propulsion arrière	558 mm (22 pouces)
SL-LYD0013 (noir)	150 kg	Propulsion arrière	558 mm (22 pouces)

La configuration du fauteuil roulant est représentée à la figure 1.



- |                         |                          |                |                                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. Dossier              | 2. Ceintures de sécurité | 3. Accoudoirs  | 4. Coussin de siège                  |
| 5. Piles                | 6. Cadre rétractable     | 7. Moteur      | 8. Protection contre le renversement |
| 9. Structure de chaise  | 10. Plaque de protection | 11. Frein      | 12. Roue postérieure                 |
| 13. Système de contrôle | 14. Support de pédale    | 15. Roue avant | 16. Pédale                           |

Figure 1. Représentation schématique de la structure du fauteuil roulant électrique.

Trois indicateurs de performance clés

- Vitesse maximale :  $\leq 6$  km/h
- Performances de freinage lors de la conduite
  - Distance de freinage sur surface plane :  $\leq 1,5$  m
  - Freinage sécurisé en pente maximale :  $\leq 3,6$  m ( $6^\circ$ )
- Capacité d'escalade :  $9^\circ$
- Stabilité statique :  $\geq 9^\circ$
- Stabilité dynamique :  $\geq 6^\circ$
- Hauteur de l'obstacle :  $\geq 40$  mm
- Largeur de la tranchée : 100 mm

8. Capacité d'escalade :  $\geq 6^\circ$

9. Rayon de braquage minimal : 1 200 mm

10. Autonomie théorique :  $\geq 20$  km Quatre fonctions essentielles

Numéro de série	fonction	Description
1	Contrôle de vitesse permanent	Après la configuration du réglage de la vitesse : 4 vitesses avant, 1 vitesse arrière.
2	Protection contre les surtensions pour le régulateur	Protège le contrôleur contre les surtensions de la batterie.
3	Protection du moteur en cas de surcharge	Ce modèle utilitaire prévient la surchauffe et les dommages au moteur en cas de blocage par un obstacle.
4	isolation	La section appliquée est reliée à la section conductrice de courant, et le courant continu entre les deux sections est $\leq 5$ mA.
5	Protection du circuit	Le circuit de protection n'est pas influencé par sa propre surintensité ni par une source d'alimentation externe.
6	Protection des éléments électriques non isolés	Garantit que l'utilisateur ne soit pas exposé à des composants de moteur non isolés et ne subisse pas de brûlures.
7	L'accoudoir peut être soulevé.	Facilite l'accès et la sortie pour l'utilisateur.
8	Le châssis du fauteuil roulant est pliable.	Facile à transporter et à entreposer.
9	Roue de stabilisation	Empêche le fauteuil roulant de basculer sur des surfaces inégales.
10	Compatibilité électromagnétique	Peut être utilisé dans des environnements électromagnétiques sans perturbation.

Cinq. Environnement de fonctionnement

Température ambiante :  $-10^\circ\text{C}$  à  $40^\circ\text{C}$

Humidité relative : 25 % à 95 %

Alimentation interne : 24 V CC

Six. Installation et mise en service. Le fauteuil roulant électrique a été soumis à des tests avant son départ de l'usine.

En raison des exigences logistiques, certaines composantes du produit sont expédiées démontées dans un emballage d'origine ; par conséquent, les utilisateurs doivent procéder à un assemblage simple avant utilisation.

- Ouvrez l'emballage du fauteuil roulant électrique et consultez la liste de colisage afin de vérifier l'absence de pièces.
- Tirez le cadre vers la droite et vers la gauche pour conserver la largeur normale du véhicule, puis abaissez le siège afin que les rainures de montage gauche et droite s'engagent correctement, assurant ainsi le bon alignement du mécanisme de pliage de la poignée.
- Installer la roue anti-bascullement : Tenez les deux billes d'impact sur le support à la main, insérez le tube de support en biais jusqu'à ce que les billes s'enclenchent dans les orifices de montage correspondants.
- Assemblez les pédales gauche et droite, insérez-les dans la barre métallique et faites-les pivoter vers l'avant jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage s'enclenche. Ensuite, desserrez les vis situées sous la pédale, ajustez la hauteur de la pédale à la position souhaitée et resserrez les vis (voir illustration ci-dessous).



02



5. Insérez le contrôleur avec le support à l'envers dans le tube carré situé sous l'accoudoir, ajustez soigneusement la distance entre l'avant et l'arrière, puis serrez la vis (voir Figure 3).

6. Vérifiez la position du levier d'embrayage du mécanisme électrique : si le levier est perpendiculaire à la roue, il se trouve en position « arrêt » (position manuelle) ; dans le cas contraire, il est en position « marche » (position électrique) (voir figure 4).



Figure 4

7. Inspectez les câbles sous le véhicule. Si vous constatez des câbles pendants, utilisez des angles pour les sécuriser et les maintenir à une certaine hauteur du sol.

8. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour activer la manette. Les indicateurs « Niveau de batterie » et « Niveau de vitesse » s'illumineront.

L'indicateur de niveau de batterie signale que le fauteuil roulant est connecté à une source d'alimentation : plus il y a de voyants allumés, plus la batterie est chargée. L'indicateur de vitesse comporte cinq niveaux : lorsque tous les voyants sont illuminés, la vitesse est à son maximum ; moins il y a de voyants allumés, plus la vitesse maximale est réduite (voir figure 5).

#### Panneau de contrôle

##### Description fonctionnelle :

- Indicateur de charge de la batterie
- Interrupteur d'alimentation du fauteuil roulant
- Interrupteur de limitation de vitesse
- Corne
- Indicateur de vitesse
- Dispositif de contrôle de la vitesse



Figure 5. Aperçu des touches de fonction du contrôleur dans le schéma du circuit

03

9. Une fois l'alimentation connectée, tirez doucement le levier de commande dans n'importe quelle direction pour entendre le bruit de l'embrayage électromagnétique et la rotation du moteur. En actionnant le levier, la vitesse du moteur augmente (le bruit du moteur s'intensifie progressivement) ; les vitesses des moteurs gauche et droit (et par conséquent leurs bruits respectifs) varient. Lorsque vous relâchez le levier, l'embrayage électromagnétique se désengage et le moteur s'arrête en produisant un bruit.

10. Fermez le levier d'embrayage du mécanisme électrique (positionnez le levier parallèlement à la roue), installez-vous sur le véhicule, activez l'interrupteur d'alimentation du contrôleur et faites fonctionner le véhicule.

L'essai doit être effectué sur une surface plane et spacieuse afin de prévenir les dommages résultant d'une utilisation inappropriée du véhicule par le conducteur, ainsi que par des objets ou des personnes.

11. Appuyez sur le pneu arrière à la main et vérifiez la pression. Si elle est insuffisante, gonflez-le sans délai. La pression des pneus doit être adéquate ; elle ne doit pas être trop élevée afin de prévenir les crevaisons (pression recommandée : 40 psi).

#### Sept. Instructions d'utilisation

1. Il est recommandé aux utilisateurs débutants de conduire à une vitesse réduite afin de prévenir les accidents liés à un manque d'expérience.

2. La commande de vitesse est située à l'avant du levier de commande. L'opérateur peut modifier la vitesse selon les besoins. Appuyez sur le bouton gauche (décélération) pour réduire la vitesse et sur le bouton droit (accélération) pour l'augmenter.

Lorsque le joystick retrouve sa position centrale, le véhicule s'immobilise (voir figure 6).



Figure 6

3. Si le véhicule ne peut pas être propulsé électriquement en raison d'une batterie déchargée ou d'un autre défaut, la tringle de commande peut être mise en position manuelle et les roues doivent être orientées perpendiculairement à la direction de marche (l'embrayage est alors désengagé). Dans cette configuration, le véhicule peut être déplacé manuellement.

4. Les accoudoirs de chaque côté du véhicule sont repliables. La poignée de verrouillage, positionnée à l'avant du support supérieur, permet de rabattre les accoudoirs pour faciliter l'accès et la sortie du conducteur.

#### Huit. Recharger la batterie

1. Pour recharger la batterie, connectez l'adaptateur de charge au port de charge situé sous la manette (voir figure 7).



La position de chargement appropriée (Figure 7)



Position de chargement inappropriée (Figure 8)

2. Un chargeur automatique de 24 V et 3 A doit être utilisé (le chargeur de Super Power Supply Co., Ltd. est recommandé). La batterie est considérée comme complètement chargée lorsque le chargeur s'arrête automatiquement. Si le voyant du chargeur ne passe pas au vert après plus de 8 heures de charge, cela indique que la batterie est en fin de vie et nécessite un remplacement.

3. Évitez de charger la batterie en plein soleil ou par temps chaud. Interrompez immédiatement la charge si la température dépasse 40 °C. Il est conseillé de recharger la batterie après chaque utilisation du véhicule. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie et conservez-la séparément.

#### Neuvième intervention

Le produit indique toute anomalie par le clignotement des LED sur le contrôleur et par des signaux sonores d'avertissement. Les deux premiers bips aigus servent de signal de guidage, suivis de l'alarme sonore. En se basant sur le nombre et la durée des bips d'avertissement ainsi que sur le tableau ci-dessous, l'utilisateur peut identifier et résoudre le problème. Ce tableau décrit les différents états d'alarme sonore pour le témoin de charge et le témoin de vitesse/erreur

Statut linguistique	Signification	Instructions de traitement
Toutes les lampes LED sont conçues à partir de	L'alimentation est interrompue, en mode veille ou le système est en mode veille prolongée. Cela peut résulter d'un mauvais contact avec le cordon d'alimentation ou d'un fusible défectueux.	Vérifiez que le câble d'alimentation et le fusible sont correctement branchés.
Toutes les diodes électroluminescentes sont allumées.	L'alimentation électrique est en cours. Le produit peut être utilisé normalement après l'autotest.	—
Le témoin de fonctionnement est de couleur verte.	Indiquez une intensité de courant adéquate.	—
Le témoin de fonctionnement est de couleur jaune.	Indique une consommation d'énergie dépassant la moitié.	Évitez de conduire sur de longues distances.
Le témoin de fonctionnement est rouge.	Indiquez que la batterie est sur le point de s'épuiser.	La batterie doit être rechargée dans les plus brefs délais.
clignotement du premier indicateur de vitesse	Indiquez un défaut au niveau du moteur gauche.	Mauvais contact avec le moteur gauche ou câble endommagé.
Affichage secondaire clignotant.	Indiquez un défaut au niveau du moteur droit.	Le moteur droit présente un contact défectueux ou le câble est endommagé.
Indicateur de vitesse et quatrième clignotant	Indique une anomalie de joystick.	Le joystick n'est pas réinitialisé ou le câble présente un défaut.

#### Dix. Entretien journalier

- Le véhicule est conçu pour un usage dans un environnement à température ambiante ; il ne doit pas être exposé à l'humidité afin de prévenir les courts-circuits.
- Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer le véhicule. Si un lavage est nécessaire, commencez par nettoyer la surface avec un détergent neutre, puis essuyez-la avec un chiffon doux légèrement humidifié. Séchez soigneusement par la suite.
- Le contrôleur et le mécanisme électrique constituent des éléments essentiels du véhicule et doivent être préservés des chocs et de l'humidité.
- Vérifiez régulièrement que les vis et les écrous du véhicule sont correctement serrés, que la connexion électrique est sécurisée et que le véhicule n'est pas trop proche du sol. En cas de doute, veuillez contacter immédiatement votre concessionnaire ou le service client afin d'assurer votre sécurité lors de la conduite.
- Avant chaque voyage, assurez-vous que la puissance est adéquate pour prévenir tout désagrément lors de l'utilisation.
- Assurez-vous toujours de vérifier la pression des pneus afin de garantir que le véhicule est en bon état. Onzième cycle de vie
- La durée de vie de la batterie est d'une année.

#### Onzième cycle de vie

- Il est formellement interdit d'actionner le levier d'embrayage lorsque le moteur est en marche, afin de prévenir une usure significative des composants du moteur.
- Le levier doit être manipulé avec précaution ; évitez toute force excessive pour ne pas endommager le contrôleur.
- L'utilisation du fauteuil roulant à des fins non prévues, telles que le remorquage d'autres véhicules ou le transport de charges lourdes, est prohibée.
- Ne tentez pas de démonter vous-même le contrôleur ou le moteur. En cas de problème, veuillez contacter un professionnel.
- Lors de l'utilisation du fauteuil roulant et de l'attache de la ceinture de sécurité, il est essentiel de maintenir une vitesse constante. Évitez les surfaces inclinées pour prévenir tout risque de renversement du fauteuil roulant.
- Évitez de vous tenir debout sur les pédales lors de l'utilisation pour prévenir tout basculement ou situation dangereuse.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du système de freinage afin d'assurer sa sécurité et sa fiabilité. Si besoin, sollicitez un professionnel pour l'entretien ou l'ajustement.

8. Ce produit est conçu pour le transport d'une seule personne. Il ne doit pas être utilisé par plusieurs individus ni par des utilisateurs pesant plus de 150 kg.

9. En cas de panne ou de dommage du fauteuil roulant, celui-ci doit être réparé par un personnel qualifié ou renvoyé au fabricant pour réparation.

10. Lorsque la batterie ne peut plus être utilisée de manière adéquate en fin de vie, elle doit être renvoyée au fabricant ou remplacée par une batterie neuve.

Les réparations réalisées par des particuliers sont formellement prohibées afin de prévenir les dommages environnementaux.

11. La circulation sur les voies réservées aux véhicules à moteur est interdite.

12. La modification du fauteuil roulant sans autorisation est interdite.

#### Treize. Contre-indications

- Une acuité visuelle corrigée inférieure à 0,6 n'est pas admise.
- À éviter chez les patients ayant des limitations des membres supérieurs ou des troubles du comportement.
- Inapproprié pour les enfants et les femmes enceintes.

#### Quatorze. Transport et entreposage

Le fauteuil roulant électrique doit être entreposé dans un environnement sec et bien aéré, à une température comprise entre -20 °C et +55 °C, avec un taux d'humidité relative ne dépassant pas 90 %.

À l'intérieur, il est conseillé d'éviter l'exposition directe au soleil ainsi que la proximité de substances corrosives.

Le fauteuil roulant électrique, soigneusement emballé, peut être transporté par des moyens de transport conventionnels, mais doit être protégé de la pluie, de la neige, des vibrations et des chocs mécaniques, et ne doit pas être transporté avec des marchandises corrosives.

#### Quinze. Assurance de qualité

- La société propose un service de maintenance gratuit durant la première année suivant l'acquisition de ce produit.
- La maintenance gratuite ne sera pas fournie dans les cas suivants :
  - Utilisation ou stockage inappropriés, non conformes aux normes.
  - Dommages résultant d'un autodémontage ou d'une réparation inappropriée.
  - Autres dommages accidentels ou provoqués par l'homme.
- Veuillez soumettre votre reçu d'achat ainsi que votre carte de garantie au centre de service. En l'absence de ces documents, la réparation sera facturée.
- Après l'expiration de la période de garantie, le fabricant peut continuer à offrir des services de maintenance payants, mais les frais des pièces de rechange seront facturés.
- Si les clients en font la demande, la société peut fournir des schémas de circuits, des listes de pièces et des instructions de maintenance afin d'assister le personnel qualifié dans l'exécution des réparations.

Seize. Liste des éléments essentiels et vulnérables.

Numéro de série	Nom	Caractéristiques	Foule
1	Moteur à courant continu (moteur à courant continu)	24 V, 250 W	2
2	Unité de commande (contrôleur)	35 A	1
3	Batteries	12 Ah	1
4	fusibles	0,5 A	1
5	Pneus	SL-LYD0012	558 mm / 254 mm 2 pièces chacune

## Dix-sept. Déclaration relative à la compatibilité électromagnétique

Ce produit a été soumis à des tests de compatibilité électromagnétique (CEM) conformément à la norme YY 0505 relative aux dispositifs et équipements médicaux. Ces limites garantissent une protection appropriée contre les interférences électromagnétiques indésirables dans les environnements médicaux habituels.

### 1. Composition du produit (système de commande électrique)

Numéro de série	Nom du composant	Spécifications du modèle
1	Moteur à courant continu (moteur à courant continu)	MY1016Z – 250 W 24 V
2	Batteries	12 Ah
3	Unité de commande (contrôleur)	35A

### 2. Câble du produit

Numéro de série	Nom du câble	Caractéristiques	Protégé
1	câble d'alimentation électrique	0,75 mm <sup>2</sup>	Non

### 3. Performances CEM

Cet appareil peut être utilisé en conjonction avec d'autres dispositifs médicaux et systèmes de radiocommunication susceptibles de subir des interférences à haute fréquence. Pour éviter ces interférences, le produit a été testé conformément à la norme YY 0505-2012 et satisfait à ses exigences. Cependant, la société ne garantit pas l'absence totale d'interférences lors de son installation dans un environnement particulier.

Si un dysfonctionnement est identifié sur l'appareil (ce qui peut être établi en ouvrant et en fermant l'appareil), l'utilisateur (ou le personnel de service qualifié) doit entreprendre une ou plusieurs des actions suivantes pour remédier à la situation :

- Ajuster l'orientation ou la position de l'émission influençant l'appareil ;
- Accroître la distance entre l'appareil et la source émettrice ;
- Recourir à d'autres sources d'alimentation (plutôt qu'à celles qui alimentent l'appareil concerné) pour alimenter l'appareil ;
- Consultez les fournisseurs ou les techniciens de service pour des conseils supplémentaires.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements résultant de :

- Utilisation de câbles de connexion différents de ceux recommandés.
- Modifications ou altérations de l'appareil sans autorisation pouvant entraîner son utilisation dans des zones urbaines.

Tous les types d'appareils électroniques peuvent engendrer des interférences électromagnétiques (IEM) avec d'autres dispositifs, que ce soit par voie aérienne ou par l'intermédiaire de câbles. Le terme CEM (compatibilité électromagnétique) fait référence à la capacité d'un appareil à se prémunir contre les IEM produites par d'autres appareils, tout en évitant d'émettre des interférences à ceux-ci par un rayonnement électromagnétique similaire.

Si les performances CEM spécifiées ne sont pas entièrement atteintes, l'utilisateur doit suivre les étapes décrites dans le manuel pour installer le produit de manière appropriée. Pour toute question relative à la CEM, veuillez contacter le service après-vente.

### 4. Directives d'installation du produit

Utilisez le cordon d'alimentation fourni ou recommandé par le fabricant. Les appareils équipés d'une prise secteur doivent être connectés à une prise électrique fixe correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur ni de convertisseur (par exemple, un adaptateur « trois vers deux ») pour brancher la prise secteur.

Tenez cet appareil à une distance maximale des autres appareils électroniques.

Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni ou recommandé par le fabricant.

Suivez les instructions pour connecter le câble d'alimentation.

informations générales

Il est précisé que le cordon d'alimentation peut être relié à ce produit.

Le cordon d'alimentation fourni par cette entreprise n'influence pas la compatibilité électromagnétique (CEM) de ce produit.

L'utilisation de câbles d'alimentation non conformes peut entraîner une diminution notable des performances CEM de l'appareil.

Avertissements relatifs aux modifications effectuées par l'utilisateur

L'utilisateur ne doit ni altérer ni modifier ce produit, car cela pourrait compromettre ses performances CEM.

Les modifications apportées aux produits incluent notamment :

- Câbles d'alimentation (longueur, matériau, câblage, etc.) ;
- Installation / configuration de l'équipement ;
- Configuration et composants de l'appareil ;
- Éléments de protection (ouverture/fermeture ou fixation du couvercle).

Tous les couvercles doivent être hermétiquement fermés lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Si le couvercle n'est pas correctement fermé pour une raison quelconque, le système doit être éteint avant toute utilisation ultérieure.

Le système d'exploitation peut influencer les performances CEM du système lorsque l'appareil est utilisé avec le couvercle ouvert.

Le fauteuil roulant électrique est conçu pour opérer dans l'environnement électromagnétique suivant.

L'acheteur et l'utilisateur du fauteuil roulant électrique ont la responsabilité de garantir que l'appareil est utilisé dans un environnement électromagnétique approprié.

#### Dix-huit. Assemblage et ajustement du fauteuil roulant

1. L'emballage du produit comprend un châssis, une batterie et une paire de repose-pieds.

2. Appuyez fermement avec les deux mains vers le bas jusqu'à ce que le véhicule soit entièrement ouvert (voir illustration).

3. Insérez une extrémité du tube d'extension du boîtier de commande manuel dans l'accoudoir droit et le tube de fixation du boîtier dans la partie inférieure du véhicule. Ajustez le boîtier de commande manuel à la position souhaitée, puis serrez le bouton.



Faites glisser le câble d'alimentation en ligne droite (voir illustration).



4. Accrochez le boîtier de la batterie à la barre de support de la batterie du véhicule et serrez le câble d'alimentation. Veillez à ce qu'il soit solidement fixé (voir illustration).



5. Insérez le repose-pieds dans le rail de guidage attaché au cadre (voir illustration).



6. Tenez fermement le guidon à deux mains, soulevez-le jusqu'à ce que le dossier soit complètement déplié et assurez-vous que la goupille de verrouillage est bien engagée dans le trou du tube du guidon (voir illustration) afin de garantir une utilisation en toute sécurité.



7. Emploi de l'embrayage

Si le fauteuil roulant électrique tombe en panne ou si la batterie est déchargée, passez-le en mode manuel et dirigez-le vers un endroit sûr, comme suit :



① Passage du mode électrique au mode manuel : Tirez sur les leviers d'embrayage des roues gauche et droite, puis tournez-les jusqu'à ce que la butée s'enclenche sur le rail de guidage de mise à niveau (voir illustration). Relâchez le levier : le fauteuil roulant est désormais en mode manuel.

② Du mode manuel au mode électrique :

Tournez les leviers d'accouplement gauche et droit des roues de manière à ce que le bloc d'arrêt s'engage dans le rail de guidage de niveau et se positionne automatiquement dans la rainure (voir illustration).



8. Incliner le dossier



Abaissez les vis des bras situées de chaque côté du dossier et inclinez complètement ce dernier.

Tenez fermement la poignée et soulevez le manchon. Lorsque vous entendez un « clic » des deux côtés de la poignée, vous pouvez abaisser le dossier.

Assurez-vous que les accoudoirs et le

châssis sont installés de manière permanente avant leur utilisation.




9. Comme démontré

Lorsque les deux vis de fixation du frein à main sont desserrées, la tension du frein à main ainsi que l'angle de la poignée peuvent être ajustés à la position désirée.

Serrez ensuite la vis pour maintenir le frein à main en place (voir illustration).



10. Chargeur et batteries



Le chargeur n'est pas destiné à recharger le fauteuil roulant pendant son utilisation. Le connecteur de charge du chargeur se fixe au port de charge situé sous la commande (voir illustration).

Suivez ces étapes pour finaliser le processus de chargement :

Étape 1 : Examinez le port de chargement afin de vous assurer qu'il n'est ni contaminé ni obstrué.

Étape 2 : Veillez à ce que l'interrupteur du fauteuil roulant soit désactivé.

Étape 3 : Insérez le connecteur de sortie du chargeur dans la prise située sous la manette.

Étape 4 : Lorsque le témoin lumineux vert du chargeur s'allume, cela indique que la batterie est entièrement chargée.

Après la charge, le chargeur peut demeurer connecté jusqu'à 24 heures afin d'assurer une charge complète de la batterie.

Si le fauteuil roulant n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de recharger la batterie une fois par mois pour éviter de diminuer sa durée de vie.

La teinte réelle du produit est déterminée par le produit d'origine.



Dix-neuf. Préservation de l'environnement

Pour préserver l'environnement, merci de ne pas jeter de déchets électroniques tels que les véhicules hors d'usage ou les piles usagées. Veuillez les éliminer conformément à la réglementation environnementale en vigueur ou contacter notre entreprise afin d'éviter toute pollution.

Vingt. Avis et rappels




Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. L'utilisation du produit sans une compréhension approfondie de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages.

Si vous avez des questions relatives au contenu de ce manuel, nous vous prions de bien vouloir contacter notre entreprise.

**Avis :**

Dans ce manuel, les termes « attention » et « prudence » désignent des procédures susceptibles d'être dangereuses ou non sécurisées, pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Vingt-et-un. Identification.

panneaux d'avertissement	Signification
	Veuillez trouver ci-joints les documents.
	Section pour les demandes de catégorie B
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers – un recyclage adéquat est essentiel.

## véhicule de support à la clientèle

Partenaires commerciaux :			
Titulaire de la carte :		Numéro de téléphone :	
Adresse:		Modèle:	
Date de production :			
Taille:	Taille:	Position du Contrôleur :	Numéro de série :
<p>Garantie:</p> <p>Les articles que vous avez acquis incluent les services d'entretien suivants :</p> <p>La durée de garantie pour le moteur, le contrôleur, la tige de poussée et le châssis est d'un an ; l'entretien est gratuit durant cette période.</p> <p>Services d'entretien à vie : Des frais additionnels s'appliquent pour le service à domicile en fonction de la distance.</p>			
Dossiers de service	Temps		
	Contenu		

**Avis :**

1. Si vos coordonnées ont été modifiées, merci de nous en informer rapidement !
2. Les pièces de rechange sont la propriété de l'entreprise.
3. Les batteries, les pneus, les rampes et d'autres composants sensibles ne sont pas inclus dans la garantie ;

Liste de colisage

Foule	Foule
modèle de chaise roulante	1 pièce
Carte de service à la clientèle	1 exemplaire
Boîtiers de batteries	1 pièce
Supports de jambes	2 pièces
chargeur	1 pièce

**Service de maintenance**  
 FraWa aktiv GmbH  
 Mühlenstraße 48, 49324 Melle  
 info@frawa-aktiv.de  
 www.frawa-aktiv.de