

91327

Nederlands

# My Ortho Cane

## INSTRUCTIES

- Uit elkaar nemen wandelstok en plaats de buizen in de daarvoor bestemde gaten.
- Steek de stick in de dubbel handvat. Schroef de beveiligingsring en bevestig de rubberen stop.
- De My Ortho Cane heeft 4 verschillende hoogte-instellingen 95-102 cm.
- De My Ortho Cane heeft een LED-zaklamp die werkt op twee CR2032-batterijen.
- De My Ortho Cane heeft compartimenten van pas. Plaats de tape voor meer veiligheid rond je pols of het gebruiken om de wandelstok veilig op te slaan.
- Als je kraam kort rusten, breng de handgrepen op 180° samen. Voor comfortabel op hen nemen u mee naar een parallelle positie.



## WAARSCHUWING

Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar. Verwijder de batterij als u het niet voor een langere tijd niet gebruikt. Stel de batterijen aan hoge temperaturen of direct zonlicht blootstellen. Probeer niet om het te openen. Stel de batterijen niet in vuur gooien, kunnen ze ontploffen. Reinig het apparaat met een licht vochtige doek. Gebruik geen schurende stoffen. Het apparaat niet onderdompelen in vloeistoffen. Niet aanraken met natte handen. Niet gebruiken in de nabijheid van een waterbron of op vochtige plaatsen. Dit apparaat is alleen geschikt voor privé-gebruik te gebruiken. Gebruik het apparaat alleen voor het aangegeven functies. Bewaren in een droge en stof beschermde locatie. Laat je niet door het apparaat bij het inschakelen zonder toezicht. Probeer niet te repareren. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met een lichamelijke of geestelijke beperkingen, zonder toezicht van een verantwoordelijke volwassene voor de veiligheid. alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gooi Afgedankt materiaal milieuvriendelijk.

---

**Klantenservice / Importeur:** HSP HanseShopping GmbH, Im Hegen 1, 22113 Oststeinbek, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 1805 030 501 9 lokaal tarief, Internet: [www.telewelt.tv](http://www.telewelt.tv)

---

# My Ortho Cane



## ANLEITUNG

- Nehmen Sie den Gehstock auseinander und stecken Sie die Röhren in die entsprechenden Öffnungen.
- Führen Sie den Stock in den Doppelgriff ein. Schrauben Sie den Schutzring auf und befestigen Sie den Gummi-Stopfen.
- Der My Ortho Cane verfügt über 4 verschiedene Höheneinstellungen, von 95 bis 102 cm.
- Der My Ortho Cane verfügt über eine LED Taschenlampe, die mit zwei CR2032 Batterien läuft.
- Der My Ortho Cane verfügt über Fächer im Griff. Legen Sie das Band für mehr Sicherheit um Ihr Handgelenk oder nutzen Sie es, um den Gehstock sicher zu verstauen.
- Wenn Sie stehen bleiben um sich kurz auszuruhen, bringen Sie die Griffe im 180°-Winkel zusammen. Für bequemes Laufen bringen Sie sie in eine parallele Position.

## WARNUNG

Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien gemischt. Entfernen Sie den Akku, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, sie zu öffnen. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten tauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehene Funktionen. Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Bitte unternehmen Sie keine Reparaturversuche. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen.

---

**Kundenservice / Importeur:** HSP HanseShopping GmbH, Im Hegen 1, 22113 Oststeinbek, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 1805 030 501 9 Ortstarif, Internet: [www.telewelt.tv](http://www.telewelt.tv)

---

# My Ortho Cane

## MANUAL

- Remove the walking stick and insert the tubes into the appropriate openings.
- Insert the stick into the double handle. Unscrew the protective ring and secure the rubber plug.
- The My Ortho Cane has 4 different height settings, from 95 to 102 cm.
- The My Ortho Cane has an LED flashlight that runs with two CR2032 batteries.
- The My Ortho Cane has compartments in the handle. Place the strap around your wrist for more safety or use it to securely store the walking stick.
- When you stop to rest for a short time, bring the handles together at a 180 ° angle. For comfortable running, place them in a parallel position.



## WARNING

Do not mix new and used batteries. Remove the battery if you are not using the unit for an extended period of time. Do not expose the batteries to high temperatures or direct sunlight. Do not try to open it. Do not dispose of batteries in fire. Risk of explosion. Clean the device with a slightly moistened cloth. Do not use abrasive substances. The device must not be immersed in liquids. Do not touch with wet hands. Do not use in the vicinity of a water source or in damp places. This appliance is intended for private use only. Use the device only for the functions provided for it. Store the device in a dry and dust-proof place. Do not leave the unit unattended when switched on. Please do not attempt any repairs. This device is not intended for use by children or persons with physical or mental impairments, without supervision of an adult responsible for safety. Only suitable for domestic use. Dispose of disposable equipment in an environmentally friendly manner.

---

**Customer service / Importer:** HSP HanseShopping GmbH, Im Hegen 1, 22113 Oststeinbek, Germany  
Tel.: +49 (0) 1805 030 501 9 local rate, internet: [www.telewelt.tv](http://www.telewelt.tv)

---

# My Ortho Cane



## INSTRUCTIONS

- Démontez le bâton de marche et insérer les tubes dans les trous appropriés.
- Insérez la clé dans la double poignée. Visser l'anneau de garde et de fixer le bouchon en caoutchouc.
- Le My Ortho Cane a 4 différents réglages de hauteur de 95 à 102 cm.
- Le My Ortho Cane a une lampe de poche LED qui fonctionne sur deux piles CR2032.
- Le My Ortho Cane a des compartiments très pratique. Insérez la bande pour plus de sécurité autour de votre poignet ou l'utiliser pour stocker le bâton de marche en toute sécurité.
- Si vous calez pour se reposer brièvement, ramener les poignées à 180 ° ensemble. Pour la marche confortable, vous les prenez à une position parallèle.

## AVERTISSEMENT

Ne pas mélanger les piles neuves et usagées. Retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Ne pas exposer les piles à des températures élevées ou lumière directe du soleil. Ne pas essayer de l'ouvrir. Ne jetez pas les piles dans un feu, elles peuvent exploser. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de substances abrasives. L'unité ne doit pas plonger dans des liquides. Ne touchez pas avec les mains mouillées. Ne pas utiliser à proximité d'une source d'eau ou dans des endroits humides. Ce dispositif ne convient que pour une utilisation à usage privé. Utilisez l'appareil uniquement pour les fonctions désignées. Stocker dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est allumé sans surveillance. S'il vous plaît ne pas essayer de réparer. Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation par des enfants ou des personnes ayant une déficience physique ou mentale, sans surveillance d'un adulte responsable de la sécurité. ne convient que pour un usage domestique. Éliminer les équipements mis au rebut respectueuse de l'environnement.

---

**Service / Importateur:** HSP HanseShopping GmbH, Im Hegen 1, 22113 Oststeinbek, Allemagne  
Tel.: +49 (0) 1805 030 501 9 tarifs locaux, Internet: [www.telewelt.tv](http://www.telewelt.tv)